



2026.6.24

【音波式フィットネスマシン】導入！

「鍛える」を手軽に、「整える」で健やかに。



Training
X
Conditioning



① 細かい音波振動が、普段使わない細胞やインナーマッスルをダイレクトに刺激！

② 乗っているだけで効果絶大！身体に負担をかけずにリカバリー！

ソニックバイブレーションユニット

業務用レベルの振動回数

10分間 最大36,000回

振動回数調節 **570段階**
3~60Hzを0.1Hz単位で調節が可能

振動強度調節 **99段階**



年齢や目的を問わず、数々のトレーニングとボディケアをサポート

ご年配の方でも安心! ポージングアシストバー



安心して乗り降りができるように握りやすく設計されたポージングアシストバーを採用。バーを持つことで様々なトレーニングやポージングが簡単にでき、さらに効果的に負荷をかけることができます。



目的に合わせて選べる! 4つの自動コース

身体に優しい運動をしたいとき	全身の運動をしたいときに
エクササイズモード	体幹モード
気になる部位を集中的に	しっかり運動したいときに
ダイエットモード	トレーニングモード

③ 効かせたい部位や振動の強さを、あなた好みに細かく設定OK！プロ仕様の機能をシンプル操作で簡単に使える優秀エクササイズマシンです♪



⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。● 妊娠中の人 ● 網膜剥離の人 ● めまいの症状がある人
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱している時。) ● 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、捻挫・肉離れなど ● 急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ● 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ● 椎間板ヘルニア症の人 ● 腱鞘炎の人 ● 上記以外に身体に特に異常を感じているとき
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。



2026.6.24

【マッサージチェア】導入！

極上のリカバリー体験を
ジムでお手軽に♪



場所：スタジオ前通路


台数：1台

料金：100円/15分

※ゆずり合ってご利用をお願いいたします。

メカとエアで全身の疲れをトータルリセット

最大施療範囲約91cm「4つ玉Airメカ」
「ロングストロークフレーム」



もみメカの強弱動作をエアバッグでコントロールすることで、体にやさしくフィットする繊細なマッサージから、しっかりとインパクトのあるもみ心地まで幅広いマッサージを実現しました。

全身を包み込んで、心地よくもみほぐす
「エアーマッサージ」



合計30個のエアバッグで肩・腕・腰・ふくらはぎ・足首を包み込むように心地よくマッサージします。さらに足先をエアバッグでつかみながら、2つのローラーで足裏全体をほぐします。

使いやすさと清潔さを両立。カバーは交換可能でメンテナンスも簡単。

直感的な操作&簡単取付
5inchタッチパネル



左右入れ替え可能

衛生面・メンテも安心
取換えカバー(4部位)※



- ① 肩カバー
- ② 腰横カバー
- ③ ふくらはぎカバー
- ④ 足首カバー



終了後はすっきり自動収納
自動リクライニング機能

